



Ogrzewacz pacjenta MED WARM W-300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji tureckiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 350 W,
- System do ogrzewania pacjenta **MEDWARM** jest stworzony w celu zapobiegania wychłodzeniu ciała pacjenta (hipotermii) poprzez stabilizację lub podniesienie temperatury obwodowej. Nowoczesny system przeznaczony jest do stosowania dla pacjentów przebywających na salach operacyjnych i pooperacyjnych, a także oddziałach intensywnej terapii noworodków, położniczych, ortopedycznych oraz karetkach pogotowia ratunkowego,
- Wykorzystuje nowoczesną technologię ogrzewania kontaktowego – materiałem grzewczym są włókna węglowe,
- **Bezpieczeństwo:**
 - Precyzyjne, niezależnie działające czujniki temperatury – każdy koc/materac zawiera 10 czujników temperatury,
 - Podwójna kontrola – każdy system jest kontrolowany przez 2 niezależnie działające mikroprocesory – jeden umieszczono w jednostce kontrolnej, a drugi w materacu/kocu,
 - Niezależny wyłącznik bezpieczeństwa – odcina zasilanie w przypadku przegrzania,
 - System alarmów dźwiękowych i wizualnych,
 - Niskie i bezpieczne napięcie zasilania elementów grzewczych: 24 V,
 - Materace i koce są przeźroczyste dla promieniowania RTG – możliwość wykonywania zdjęć śródoperacyjnych,
- **Komfort pacjenta:**
 - Materace i koce są wykonane z miękkiego, elastycznego i lekkiego materiału,
 - Materace z warstwą pianki viskoelastycznej redukują ucisk powierzchniowy na ciało pacjenta,
- **Zakresy regulacji temperatury:**
 - Od 30°C do 40°C ze skokiem co 0.1°C,
- **Wbudowane alarmy:**
 - Alarm odchylenia temperatury / wysokiej temperatury / rozłączenia elementu grzewczego / niedogrzenia (z możliwością wyciszenia),
 - Alarm zaniku zasilania,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Materac grzewczy IM-120MS,
- Wymiary materaca: 120 x 50 x 3 cm,
- Waga całkowita zestawu: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

