



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Ogrzewacz pacjenta SMITHS LEVEL 1 EQUATOR EQ-5000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- System ogrzewania konwekcyjnego **EQUATOR** zapewnia kontrolowane ogrzewanie konwekcyjne w kompaktowej obudowie,
- Regulacja temperatury sterowana elektronicznie z zastosowaniem czujnika termoelektrycznego,
- Może zapobiegać wszelkim klinicznym skutkom hipotermii, poprawiać komfort pooperacyjny pacjentów i skracać czas pobytu w sali pooperacyjnej,
- Aparat może być wolnostojący bądź zamocowany na statywie do kroplówek, ramie łóżka lub opcjonalnym wózku na kółkach,
- **Temperatury efektywne:**
  - Wysoka: 44° C +/- 1° C,
  - Średnia: 40° C +/- 1° C,
  - Niska: 36° C +/- 1° C,
- Czas na zmianę średniej temperatury od 20 ° C do 36 °C: 7 minut,
- **Oprowadzenie umieszczone na dedykowanym mobilnym wózku,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Nowy filtr biologiczny,
  - Rura z doprowadzeniem ciepłego powietrza,
- Wymiary: 55 x 90 cm,
- Waga: 10 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

