



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny MAQUET ALPHASTAR PLUS 1132.13A2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 17 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- Cały blat 4-segmentowy przezierny dla promieni RTG. Stół posiada funkcję REVERS (odwrócona pozycja pacjenta),
- Mobilny uniwersalny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym. Panel sterowania awaryjnego na kolumnie stołu,
- **Regulowany w wielu płaszczyznach za pomocą pilota przewodowego lub poprzez panel na kolumnie:**
 - ON/OFF,
 - LOCK/UNLOCK - blokada i odblokowanie stołu,
 - NORMAL/REV - ukierunkowanie pacjenta na stole operacyjnym,
 - TREND/REV - zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie $\pm 30^\circ$,
 - Stół wyposażony w napęd pomocniczy sterowany za pomocą pilota ręcznego możliwa jazda w przód oraz tył,
 - UP/DOWN - wysokość powierzchni operacyjnej od 68.5 do 107 cm (do góry/w dół),
 - TILT L/TILT R - przechył boczny w zakresie 20° ,
 - BACK UP/BACK DN - regulacja położenia segment pleców,
 - LEG UP/LEG DN - przestawienie segmentu łączonego nożnego: do góry/w dół,
 - FLEX/REFLEX - zgięcie blatu w pół w obie strony: pozycja dachowa / pozycja V (Beach chair),
 - LEVEL - zerowanie: powrót do pozycji horyzontalnej leża,
- **Manualnie regulowane:**
 - 2-segmentowe oparcie nóg,
 - Przechył zagłówek,
- Obudowa podstawy wykonana z wytrzymałego tworzywa,
- Stół posiada przezierność X - RAY,
- Wyposażony w szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Stół przystosowany do ramienia C,
- Mobilny, na podwójnych kółkach
- Demontowalny manualnie zagłówek oraz segment nożny,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot MAQUET,
- **Możliwość doposażenia stołu za dodatkową opłatą w pozostałe akcesoria z naszej oferty, przykłady widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
 - Zagłówek: 52 x 30 cm,
 - Podparcie pleców: 52 x 30 cm,
 - Segment leża: 52 x 98 cm,
 - Segment oparcia nóg: 23 x 75 cm,
- Maksymalny całkowity udźwig: 450 KG,
- Waga: 325 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

