



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka-dezynfektor PROHS WD 10 DIN D-10-SC/2 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji portugalskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 W,
- **PROHS WD 10** z obustronnymi drzwiami ręcznymi dla oddziałów chirurgicznych i mniejszych oddziałów sterylizacji o sześciu poziomach zmywania oraz podłączeniu dla mycia i dezynfekcji przyrządów cylindrycznych,
- **Cechy:**
 - **SZEROKI WYBÓR KOSZY** - szeroki wybór koszy pozwala na mycie i dezynfekcję oraz osuszanie nawet najbardziej wymagających przyrządów, w tym o cylindrycznych kształtach,
 - **SZYBKI CYKL (SC) 50% KRÓTSZY CYKL** - dodatkowe zbiorniki pozwalają na uprzednie podgrzanie wody by przyspieszyć fazę mycia. Całkowity czas mycia zredukowany jest nawet o 50%,
 - **ZGODNA Z ISO 15883 1/2** - Myjnia dezynfektor PROHS została zaprojektowana w zgodzie z normą ISO Standard EN-ISO 15883-1/2,
 - **W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA** - 20 programów standardowych. Część programów może być dostosowywana za pomocą indywidualnych parametrów. Użytkownik ma możliwość wyboru programu odpowiedniego dla jego potrzeb,
 - **SUSZENIE HEPA H14** - wszystkie przyrządy na końcu cyklu zostają doskonale osuszone wewnątrz, jak i z zewnątrz. Czas suszenia oraz temperatura podlegają regulacji poprzez przedni panel sterowania,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pompa wody o wydajności 626 L/min.,
 - Suszenie gorącym powietrzem z filtrem HEPA H14 - 150m³/h,
 - Pobór mocy - 12 kW (13kW model SC z szybkim cyklem),
 - Dotykowy kolorowy 3.5" panel sterujący,
 - Port USB,
 - Dwa ramiona spryskująco-myjące (na górze i na dole komory). Dodatkowe ramiona na każdym,
 - Wbudowana drukarka,
 - Kondensator oparów,
 - Szufłada na 4 kanistry chemii o pojemności 5 l. (każdy),
- **W zestawie:**
 - 4 szt. - dedykowane kosze do obuwia,
 - 3 szt. - dedykowane kosze narzędziowe,
 - 4 szt. - dedykowane kanistry chemiczne (pojemność)
 - Kondensator oparów,
- Wymiary:
 - Komory: 56 x 58 x 78 cm (pojemność: 265 l.),
 - Całkowite: 65 x 67 x 185 cm,
- Waga: 280 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

