



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica USG liniowa MEDISON LH5-9ED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- **Sonda HL5-9ED** posiada zakres częstotliwości od 5.00 MHz do 9.00 MHz,
- **Zastosowanie:**
 - Tarczyca,
 - Małe części ciała,
 - Piersi,
- **Głowica dedykowana do aparatów USG:**
 - Sonoace X4,
 - Sonoace 800,
 - Sonoace PICO,
 - Sonoace 8800,
 - Sonoace 6000,
 - Sonoace 5500,
- Waga całkowita: 1.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

