



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica *USG CURVED ARRAY MEDISON C3-7ED* (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Przetwornik **Medison C3-7ED Curved Array** ma zakres częstotliwości od 3.0 MHz do 7.0 MHz,
- **Zastosowanie:**
 - Badanie jamy brzusznej,
 - Serce płodu,
 - Położnictwo,
 - Ginekologia,
- **Głowica dedykowana do aparatów USG:**
 - Medison SonoAce SA-8000SE,
 - Medison SonoAce SA-8000Live,
 - Medison SonoAce Pico,
 - Medison SonoAce X4,
- Waga: 1.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

