



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stacja diagnostyczno - okulistyczna ESSILOR VX120 MEDICA 700 WAVE ANALYZER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **WAVE ANALYZER MEDICA 700** to szybki i skuteczny automatyczny aberrometr, który oferuje 7 różnych szczegółowych pomiarów w jednym, łatwym w obsłudze urządzeniu,
- Dzięki łączności bezprzewodowej ułatwia udostępnianie wyników pacjentom oraz przysyłanie danych do dalszego monitorowania lub podejmowania działań,
- **Cechy:**
 - Oparta na technologii frontu fali i Shack-Hartmanna,
 - Duży ekran dotykowy ułatwia nawigację i śledzenie przebiegu cyklu pomiarowego,
 - Łatwe udostępnianie danych dzięki przejrzystym i konfigurowalnym raportom wyników,
- **Pomiary kompleksowe:**
 - Refrakcja 1/100 dioptrii dla widzenia dziennego i nocnego,
 - Aberracja niskiego i wysokiego rzędu z symulacją jakości widzenia,
 - Topografia i pupilometria do dopasowywania soczewek kontaktowych i wykrywania stożka rogówki,
 - Retroiluminacja soczewki krystalicznej w celu sprawdzenia zmętnienia i przesiewowego badania zaćmy,
 - Pachymetria i tonometria oparta na metodzie Scheimpfluga do bezpiecznego badania przesiewowego w kierunku jaskry,
- **Specyfikacja:**
 - **AR & mapowanie mocy (fala czołowa):**
 - Sfera: Od -20.00 do + 20.00 D.,
 - Cylinder: Od 0 do +8 D.,
 - Oś: Od 0° do 180°,
 - Minimalna średnica źrenicy: Ø 2 mm.,
 - Liczba punktów pomiarowych: 1500,
 - Czas akwizycji: 0.2 sekundy,
 - Metoda: Shack-Hartmann,
 - **Pachymetria / pupilometria / Kąt IC:**
 - Zakres pachymetru - rozdzielczość: 150 – 1300 µm (+/- 1 mikron),
 - Zakres kąta IC / Rozdzielczość IC: 0°-60° / 0.1°,
 - Oświetlenie źrenicy: Niebieskie światło 455 nm.,
 - Metoda: Scheimpflug,
 - **Topografia rogówki:**
 - Liczba pierścieni: 24,
 - Liczba punktów pomiarowych: 6 144,
 - Liczba przeanalizowanych punktów: Ponad 100.000,
 - Pokryty obszar rogówki przy 43D(Ø): Od 0.33mm do ponad 10mm.,
 - Pole mierzonych dioptrii: Od 1 do 100,
 - Powtarzalność: 0.02D,
 - Metoda: Pierścienie Placido,
 - **Tonometria:**
 - Zakres pomiarowy: 1 mmHg do 50 mmHg,
 - **Złącza:**
 - RS232,
 - USB,
 - VGA,
 - LAN,
 - Ekran: Ekran dotykowy 10.1" cala,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 30 x 55 cm
- Waga: 27.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

