



Stół okulistyczny SCHUMO SE-2 (Rekondujony (używany))

- Rekondujony (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Stół SCHUMO SE-2** przeznaczony jest do współpracy z diagnostycznymi urządzeniami okulistycznymi,
- Posiada stabilną, trwałą i odporną na zarysowania podstawę z regulowanymi stopkami z aluminium, na której montowany jest elektryczny siłownik kolumnowy szwajcarskiej firmy SCHUMO o dużym zakresie regulacji wysokości,
- Do siłownika montowany jest blat o wymiarach 78 x 43cm,
- Regulacja wysokości w zakresie: 64 – 78 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary blatu: 78 x 43 cm,
- Maksymalny udźwig: 80 KG,
- Waga: 40 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

