



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG NIHON KOHDEN ECG-2350 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Aparat **EKG Nihon Kohden ECG-2350** to 12-kanalowy aparat EKG z 7-calowym kolorowym ekranem LCD, który wyświetla jednocześnie 12-odprowadzeniowe przebiegi EKG i dane,
- W pamięci wewnętrznej można zapisać 3 ostatnie minuty wszystkich przebiegów EKG. Duża pojemność pamięci zapewnia, że niezbędne informacje nie zostaną utracone, a także pomaga w identyfikacji nagłych arytmii,
- Pamięć wewnętrzna aparatu EKG Nihon Kohden mieści do 400 zapisów EKG, a na jednej karcie pamięci SD można zapisać około 3000 plików EKG. Pliki EKG (w formacie DICOM lub ECTP) można również przesłać do komputera PC przez sieć LAN. Aparat EKG Nihon Kohden umożliwia przeglądanie i przechowywanie danych bez użycia papieru,
- **Specyfikacja:**
 - 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD umożliwia łatwiejsze jednoczesne wyświetlanie przebiegów i danych EKG z 12 odprowadzeń,
 - Regulowany wyświetlacz poprawia widoczność i zapewnia płynną obsługę,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, ESP, IT, RUS,**
- **Oprzrządowanie umieszczone na dedykowanym mobilnym wózku,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Dedykowany wózek pod aparat,
 - Obrotowe ramię KH-100D pod okablowanie,
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
- Wymiary: 45 x 60 x 150 cm,
- Waga całkowita: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

