



Dezynfektor ultradźwiękowy TROPHON EPR (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji australijskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Automatyczny system dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) sond ultradźwiękowych. Wykorzystuje unikalną technologię mgły nadtlenku wodoru (H_2O_2), która penetruje szczeliny i nierówności,
- Szybki (7-minutowy) proces, łatwość użycia, zapewnienie jakości procesu, przyjazność dla środowiska, brak narażenia użytkowników na szkodliwe chemikalia,
- **W zestawie:**
 - Dedykowany wózek transportowy,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim, francuskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Możliwość doposażenia w materiały zużywalne za dodatkową opłatą,**
- Wymiary:
 - Urządzenia: 34.5 x 34.5 x 49 cm,
 - Całkowite: 50 x 60 x 140 cm,
- Waga całkowita: 38 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

