



Lampa zabiegowo-operacyjna DR MACH 130F (sufitowa) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 50 W 24 V,
- **Dr Mach 130 F** jest halogenową lampą zabiegowo-operacyjną do montażu na ścianie,
- Czasza wyposażona w żarówkę halogenową 22,8 V / 50 W,
- Żarówka wytwarza maksymalne natężenie światła na poziomie 50,000 lx,
- Doskonałe odwzorowanie kolorów,
- Łatwość zmiany pozycji czaszy lampy,
- Możliwość zmiany skupienia światła poprzez obrót uchwyty,
- Uchwyt autoklawowalny,
- Osadzona na ramieniu przegubowym o łącznej długości ok. 155 cm,
 - **Specyfikacja:**
 - Temperatura barwowa: ok. 4300 K,
 - Wskaźnik odwzorowania barw: 96 Ra,
 - Pole świetlne: Ø 14 - 25 cm,
 - Dystans operacyjny: 70 - 140 cm,
- Wymiary:
 - Czaszy: 34 x 27 x 30 cm,
 - Długość całkowita 2-segmentowego ramienia: 147 cm,
- Waga: 14 KG,
- Minimalna wysokość sufitu do montażu lampy: 3m (możliwość przerobienia lampy do sufitu wysokości 2.5 m),
- W zestawie maskownica sufitowa,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

