



Podgrzewacz płynów infuzyjnych LEVEL 1 SYSTEM 1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Smith Medical Level 1 H-1000** to podgrzewacz płynów, który umożliwia szybkie, liniowe podgrzewanie płynów dożylnych podawanych pacjentowi,
- Podgrzewacz płynów zapewnia szybki przepływ płynów, aby ogrzać pacjenta podczas operacji. H-1000 wykorzystuje jednorazowe zestawy, które umożliwiają przepływ krwi i płynów dożylnych przez system i dostarczają płyny o temperaturze około 40°C,
- Wymiary: 51 x 170 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

