



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator NEWPORT HT70 VENTILATOR PLUS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Respirator Newport HT70 PLUS** łączy w sobie wytrzymałość, łatwość obsługi i skuteczność kliniczną z wyjątkową mobilnością dla pacjentów od masy ciała 5 kg do dorosłych pacjentów,
- Respirator może być używany w opiece domowej, transporcie, szpitalu, opiece długoterminowej i w sytuacjach awaryjnych, a także do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej,
- Urządzenie oferuje czujnik przepływu w drogach oddechowych, który zapewnia rozszerzone monitorowanie z alarmami i możliwością wyboru wyzwalania przepływem lub ciśnieniem. Dzięki grafice przebiegu, kalkulatorowi zużycia butli z tlenem i wewnętrznemu szacowaniu czasu pracy baterii, respirator Newport™ HT70 plus wykracza poza standardową wentylację przenośną,
- **Cechy:**
 - Czujnik przepływu w drogach oddechowych zapewnia większy wybór wentylacji — monitorowanie wdechu lub wydechu oraz alarmy, przepływ lub wyzwalanie ciśnienia,
 - Wbudowany kalkulator czasu pracy akumulatora,
 - Wbudowany system monitorowania tlenu i alarmy powiadamiają użytkowników o zmianach lub zakłóceniach podczas korzystania z dodatkowego tlenu,
 - Kalkulator czasu wykorzystania butli pomaga oszacować, jak długo wystarczy tlenu w podróży,
 - Kolorowy ekran dotykowy umożliwia łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących, prostą nawigację i zapewnia dodatkową wygodę dzięki przewodnikowi pomocy,
 - Dzięki solidnej i niezawodnej konstrukcji respirator jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki otoczenia,
 - Opatentowany generator gazowy pracuje cicho i oszczędnie, zapewnia równomierne dostarczanie objętości gazu,
 - Zaawansowane funkcje, takie jak szybkie ustawianie alarmu, niestandardowe ustawienia wstępne i niestandardowa wentylacja zapasowa, czynią z tego urządzenia wyjątkowy, przenośny respirator,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Zakres pacjentów:**
 - Niemowlę / dziecko (5 KG) do pacjenta dorosłego,
 - **Sterowanie / ustawienia:**
 - Tryby (ciśnienie lub objętość): A/CMV / SIMV / SPONT,
 - NIV (wentylacja nieinwazyjna): Włączanie / wyłączanie we wszystkich trybach,
 - VT (objętość oddechowa): od 50 do 2200 ml.,
 - RR (częstotliwość oddechów): Od 1 do 99 oddechów na minutę,
 - Czas (czas wdechu): 0.1 do 3.0 sekund,
 - PEEP/CPAP: 0 do 30 cm H2O/0 do 30 mbar,
 - PS (wsparcie ciśnieniowe): 0 do 60 cm H2O/0 do 60 mbar,
 - Przepływ: od 6 do 100 l. na minutę,
 - Stosunek I:E: 1:99 do 3:1,
 - PC (kontrola ciśnienia): 5 do 60 cm H2O / 5 do 60 mbar,
 - Ptryg (czułość): -9.9 do 0 cm H2O / -9.9 do 0 mbar,
 - Wyzwalacz przepływu: 0.0 do 10.0 l na minutę albo wyłączone,
 - Ręczne pompowanie: maksymalnie 3 sekundy,
 - O2 (tlen): od 21 do 100%,
 - Przepływ odchylony: NIV wyłączone: 7 l na minutę z PEEP,
 - NIV włączona: od 3 do 30 l na minutę z PEEP,
 - Czas PS max: 0.1 do 3.0 sekund,
 - PS% Próg wydechowy: od 5 do 85%,
- **Urządzenie umieszczone na dedykowanym mobilnym wózku z możliwością swobodnego przemieszczania się oraz z mocowaniem na 1 butle,**
- **Wbudowany uchwyt na okablowanie z możliwością regulacji obrotu,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, FR, GER, PT, GREK, CS, SK, HUN, TUR, NED, SWE, NOR, DUN, FI, ENG, ESP, CHIN, VI, JP, RUS, IT,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Mieszalnik powietrza oraz tlenu,
 - Dedykowany mobilny wózek do transportu,
 - Przewód powietrzny,
- Wymiary całkowite: 55 x 110 cm,
- Waga całkowita: 20 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

