



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezjologiczny DATE OHMEDA AVANCE CS2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A., (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy SELECTATEC (S-2000), brak parowników w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- **Cechy i funkcje:**
 - Prowadzenie wentylacji pacjentów od noworodków po osoby dorosłe,
 - Pełne funkcje monitorujące: gazy oddechowe, hemodynamika i adekwatność znieczulenia,
 - Wyjątkowy, elektronicznie sterowany mieszalnik gazów z pneumatycznym sterowaniem trybu wentylacji rezerwowej,
 - Cztery opcje konfiguracji przypadku pacjenta i cztery „strony” podnoszące funkcjonalność
 - MAC zależny od wieku,
 - Ekran dotykowy respiratora - ruchomy o przekątnej 15" cali,
 - Funkcja ecoFLOW przeznaczona do znieczulenia z użyciem niskich przepływów i lepszej wizualizacji pacjenta,
- **Zaawansowany układ oddechowy (ABS):**
 - Minimalna liczba elementów i połączeń przewodów znacznie redukuje ryzyko nieszczelności lub rozłączenia,
 - Łatwość demontażu (bez narzędzi),
 - Nadający się do sterylizacji w autoklawie,
 - Skonstruowany do pracy z niskimi przepływami, o objętości 2.7 litra, zapewniającej szybką wymianę gazową,
- **Specyfikacja:**
 - **Tryby wentylacji (standard):**
 - VCV (tryb wentylacji objętościowo-zmiennej) z kompensacją objętości oddechowej,
 - **Zakres parametrów wentylatora:**
 - Zakres objętości : 5 do 1500 ml. (VC, PCV-VG i SIMV obj. zmienna 20 do 1500 ml.) (PCV 5 do 1500 ml),
 - **Zmiana ustawień:**
 - 20 do 50 ml. (skokowo co 1 ml.),
 - 50 do 100 ml. (skokowo co 5 ml.),
 - 100 do 300 ml. (skokowo co 10 ml.),
 - 300 do 1000 ml. (skokowo co 25 ml.),
 - 1000 do 1500 ml. (skokowo co 50 ml.),
 - **Zakres objętości minutowej (Pinspired):**
 - Poniżej 0.1 do 99.9 l/min 5 do 60 cmH2O (skokowo co 1 cmH2O) - W zakresie podawanych objętości od 5 do 1500 ml.,
 - Zakres ciśnień 12 do 100 cmH2O (Pmax): (skokowo co 1 cmH2O),
 - Zakres ciśnień (Psupport): Wyłączony: Od 2 do 40 cmH2O (skokowo co 1 cmH2O),
 - Częstość oddechów: Od 4 do 100 oddechów na minutę w trybach wentylacji w trybach wentylacji objętościowo i ciśnieniowo-zmiennej: Od 2 do 60 oddechów na minutę w trybach SIMV,
 - PSVPro oraz SIMV PCV-VG: od 4 do 60 oddechów dla CPAP+PSV (skokowo co 1 oddech na minutę),
 - Stosunek czasu wdechu do wydechu: 2:1 do 1:8 (skokowo co 0.5),
 - Czas wdechu: 0.2 do 5.0 sekund (skokowo co 0.1 sekundy) (SIMV, PSV Pro i CPAP PSV),
 - Okno czasowe wyzwalania: 0 do 80% (skokowo co 5%),
 - Wyzwalanie przepływem: 1 do 10 l/min (skokowo co 0.5 l/min) 0.2 do 1 l/min. (skokowo co 0.2 l/min),
 - Poziom zak. wdechu: 5 do 75% (skokowo co 5%),
 - Zakres paazy wdechowej: 0-60%,
 - **Swobodne ustawienie alarmów**
 - VTE,
 - VE,
 - FIO2,
 - Niskie ciśnienie dróg oddechowych,
 - Wysokie ciśnienie,
 - Stałe ciśnienie w drogach oddechowych,
 - Alarm bezdechu,
- **Aparat anestezjologiczny wyposażony w moduł monitorowania gazów oddechowych GE E-sCAIOE-00 z wbudowaną pułapką wodną D-FEND PRO:**
 - **Stężenia CO₂ (kapnografia):**
 - EtCO₂ (końcowo-wydechowe CO₂),
 - FiCO₂ (wdechowe CO₂),
 - **Stężenia O₂ (FiO₂ / EtO₂):**
 - Kontrola podaży tlenu,
 - Bezpieczeństwo mieszaniny oddechowej,
 - **Stężenie anestetyków wziewnych (agentów lotnych):**
 - Automatyczna identyfikacja środka anestetycznego,
- **Aparat anestezjologiczny wyposażony w monitor pacjenta / kardiomonitor GE DASH 5000:**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji U.S.A.,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Zasilanie awaryjne: poprzez dwa wbudowane nowe akumulatory 11.1 V / 3.5 Ah (**jeden w zestawie, możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą**),
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 75 W,
 - **Specyfikacja:**
 - Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 12.1" oraz rozdzielczości: 800 x 600 px., zapewnia wydajny obraz ekranu z dużej odległości,
 - Gniazda: Defib Sync. / LAN / Aux,
 - **Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają:**
 - Przeglądanie, oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym,
 - Zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym,
 - Dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów
 - W pełni elastyczne ustawienia alarmu umożliwiają spersonalizowane monitorowanie,
 - Jasne światło alarmowe przy łóżku pomaga natychmiast zlokalizować pacjenta w sytuacjach krytycznych,
 - Zarówno opcje pomiaru podstawowego, jak i boczne strumienia CO₂ o niskim przepływie w zastosowaniach od noworodków po dorosłych pacjentów,
 - Lekka, trwała i ergonomiczna konstrukcja, zoptymalizowany pod kątem wymagającego transportu,
 - **Cechy:**
 - Obsługa za pomocą pokręta nawigacyjnego TRIM KNOB ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Łatwy w użyciu interfejs,
 - **Wyposażony w:**
 - NIBP - Nowy mankiet NIBP z podwójnym przewodem powietrznym,
 - EKG - Nowy przewód EKG 5-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Nowy czujnik klipsowy,
 - TEMP - Nowy czujnik temperatury (**brak w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Fabrycznie nowe węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Fabrycznie nowy układ oddechowy pacjenta,
 - Fabrycznie nowa linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Nowy mankiet NIBP z podwójnym przewodem powietrznym,
 - Nowy przewód EKG 5-odprowadzeniowy,
 - Nowy czujnik klipsowy SPO₂,
- Wymiary całkowite: 100 x 80 x 170 cm,
- Waga: 147 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

