



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezjologiczny DRAGER FABIUS CE (Respirator/Wentylator) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 3.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 02.80,
- Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy Dräger DW-2000, **brak parowników w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Respirator napędzany silnikiem elektrycznym (sterowany elektronicznie),
- Monitor dróg oddechowych z jednostką kontrolną jest to urządzenie do monitorowania oraz pomiarów parametrów wentylacji w trakcie znieczulenia,
- Monitor wyposażony jest w jednostkę kontrolną, umożliwiającą ustawianie oraz zmianę wszystkich parametrów wentylacji wyszczególnionych poniżej,
- **Zasilanie gazy:**
 - 2 x O2,
 - 2 x N2O,
 - AIR,
- Funkcje pomiarów respiratora:
 - Maksymalne ciśnienie (Pmax) 10 do 70 hPa,
 - Objętość oddechowa (VT) 50 do 1400 mL,
 - Częstotliwość oddechów (fIPPV) 6 do 60 L/min,
 - Stosunek Wdech/Wydech,
 - (Ti : Te),
 - 1 :3 do 2: 1,
 - Przerwa wdechowa (Tip : Ti) 5 do 50 %,
 - Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe (Positive End Expiratory Pressure; PEEP) 0 do 15 hPa,
 - Płynna manualna regulacja przepływu gazów - O2, AIR, N2O, od 0.0 do 12L/min, (manometry),
- **Funkcje bezpieczeństwa:**
 - Monitorowanie P, V, FiO2,
 - Automatyczny alarm braku O2 oraz odcięcie N2O,
 - Posiada wbudowany S-ORC (Sensitive Oxygen Ratio Controller), Regulator proporcji tlenu o podwyższonej czułości (urządzenie kontrolne zapewniające minimalne stężenie O2 na poziomie 21 Vol. %),
 - Kompaktowy układ oddechowy pacjenta z czujnikiem tlenu, umieszczony na ruchomym ramieniu,
 - Wbudowany elektroniczny wyświetlacz z funkcją pomiaru gazów O2, AIR, N2O, oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora,
 - Czytelny i łatwy w obsłudze i interfejs,
 - Aparat mobilny na 4 kółkach, w tym 2 z hamulcami,
- **Wyposażenie:**
 - Wysuwany blat roboczy o wymiarach: 32 x 39 cm,
 - 2 szuflady o wymiarach: 32 x 32 x 12 cm,
 - Listwy do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - 2 uchwyty na butle z gazami,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, ESP, PT, IT,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi aparatu DRAGER FABIUS CE w języku polskim (PDF),
 - Węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
- **Aparat wyposażony w nowy czujnik O2,**
- **Możliwość doposażenia aparatu w monitor pacjenta / kardiomonitor z naszej oferty - za dodatkową opłatą,**
- **Możliwość doposażenia okablowania monitorującego parametry życiowe do monitora pacjenta / kardiomonitora - za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 70 x 102 x 110 cm
- Waga: 115 KG,
- Kat 05,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

