



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do kontrpulsacji DATASCOPE SYSTEM 98XT CARDIOSYNC 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator 24 V / 17.2 Ah,
- Zoptymalizowany pod kątem wymagających środowisk (sala operacyjna, oddział intensywnej terapii, transport) **System 98XT** łączy technologię **CardioSync 2** z systemem nadzorującym R-Trac™, umożliwiając precyzyjne zarządzanie arytmią,
- Dzięki szybkiemu wykrywaniu zespołu QRS i niezrównanej prędkości pompowania/oprózniczenia, urządzenie to poprawia wspomaganie pracy serca i rozładowywanie komór,
- Obrotowy i odchylany wyświetlacz zapewnia łatwość obsługi dzięki automatycznemu wyświetlaniu EKG i ciśnienia tętniczego,
- Automatyczne sterowanie i szybkie uruchamianie zapewniają optymalną wygodę dla lekarzy,
- System 98XT zaprojektowano tak, aby natychmiast dostosowywał się do nagłych zmian rytmu serca, zapewniając niezawodne wsparcie nawet w przypadku migotania przedsionków lub izolowanych PVC,
- **Cechy:**
 - System kontroli czasu IAB z CardSystem kontroli czasu IAB z CardioSync 2™ i R-Trac™ zapewniający maksymalną precyzję,
 - Szybka identyfikacja zespołu QRS i natychmiastowa adaptacja do zmian rytmu serca.
 - Zoptymalizowane leczenie arytmii, obejmujące izolowane PVC, bigemię i pary pobudzeń,
 - Precyzyjne wyzwalanie podczas migotania przedsionków z trybem deflacji załamka R,
 - Najwyższa w branży prędkość pompowania i spuszczenia powietrza, poprawiająca wspomaganie i rozładowywanie lewej komory,
 - Duży, jasny wyświetlacz zapewniający optymalne oglądanie pod każdym kątem,
 - Intuicyjny interfejs użytkownika z automatycznym uruchamianiem i skonsolidowanymi przyciskami dla uproszczonej obsługi,
 - Konfigurowalne menu umożliwiające dostosowanie preferencji wyświetlania, szybkości przesuwu oraz skalowania przebiegu EKG/AP,
 - Automatyczne drukowanie danych pacjenta i przebiegów fal podczas alarmów lub w zaplanowanych odstępach czasu,
 - Zdejmowany, regulowany ekran umożliwiający elastyczną instalację na płuco-sercach lub w salach operacyjnych,
 - W pełni zautomatyzowane usuwanie kondensatu, minimalizujące konserwację i zapewniające bezproblemową pracę,
 - Automatyczne wykrywanie i filtrowanie zakłóceń pochodzących od elektroauteryzacji i ruchu,
 - Szeroka kompatybilność z sygnałami zewnętrznymi i źródłami EKG/AP umożliwia bezproblemową integrację w różnych środowiskach klinicznych,
 - Inteligentne alarmy wizualne i dźwiękowe powiadamiają o krytycznych zmianach lub potrzebie interwencji,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Doppler naczyniowy DATASCOPE,
 - Przewód EKG 5 - odprowadzeniowy,
- Wymiary: 42 x 56 x 109 cm,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

