



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Asystor anestezjologiczny METRO LIFELINE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji meksykańskiej,
- Mobilny asystor medyczny **METRO LIFELINE** z wysuwanymi szufladami może służyć głównie w gabinetach stomatologicznych, chirurgicznych oraz zabiegowych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Korpus, zderzaki i uchwyt do prowadzenia wykonane z tworzywa,
 - Pokrywy akrylowe na szczycie i froncie wózka,
 - Zawiera uchylne pojemniki na bocznej ścianie,
 - Uchwyt na kroplówkę z możliwością regulacji wysokości,
 - Boczne mocowanie na butle,
 - Mobilna górna półka na stacje monitorującą pacjenta,
- Wymiary:
 - Półka na stacje monitorującą pacjenta: 46 x 35 cm,
 - 2x wysuwana górna szuflada: 52 x 42 x 8 cm,
 - Wysuwana dolna szuflada: 52 x 42 x 16 cm,
 - Wymiary całkowite: 90 x 55 x 136 cm,
- Waga: 50 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

