



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) ALARIS GH (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator Ni-Mh 7.2 V / 2.7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Alaris GH** jest wielofunkcyjną pompą strzykawkową, używaną w intensywnej opiece medycznej jak i do innych zastosowań ogólnomedycznych,
- Współpracuje z szerokim asortymentem standardowych, jednorazowych strzykawk typu Lower lock. Pasują do niej strzykawki o pojemnościach od 5 do 50 ml (m.in. B. Braun Omnifix, DB Plastipak, Monoject),
- **Posiada:**
 - Duży, czytelny wyświetlacz graficzny LCD,
 - Możliwość pracy w trzech trybach:
 - Szybkość dozowania,
 - Szybkość dozowania + objętość infuzji do podania,
 - Objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży),
 - Tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia - zapobieganie obturacji) z regulacją prędkości podaży przez użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 0.1 - 2.0 ml/h,
 - Bibliotekę leków zawierającą min 100 nazw leków wprowadzanych do menu przez użytkownika bezpośrednio z klawiatury pompy,
 - Automatyczne rozpoznawanie wielkości strzykawk,
 - Szybkość podaży: od 0.1 do 1200 ml/h,
 - Pamięć min. 1500 zdarzeń,
 - Złącze RS232,
 - Port komunikacyjny na podczerwień,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- **Prędkość podawania bolusa:**
 - Strzykawka 5 ml - 10 - 150 ml/godz.,
 - Strzykawka 10 ml - 10 - 300 ml/godz.,
 - Strzykawka 20 ml - 10 - 600 ml/godz.,
 - Strzykawka 30 ml - 10 - 900 ml/godz.,
 - Strzykawka 50 ml - 10 - 1200 ml/godz.,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, NOR, GER, FR, DUN, SWE, ESP, PT, RUM, CS, PL, HUN, SVK, RUS, TUR, SERB, GREK,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 31 x 20 x 12.1 cm,
- Waga: 2.7 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

