



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Waga analityczna SARTORIUS BL210S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Waga analityczna to niezwykle przydatne narzędzie w laboratoriach, które umożliwia precyzyjne i powtarzalne pomiary masy różnych substancji,
- Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi i nowoczesnej elektronice wagi analityczne oferują doskonałą dokładność oraz szybkość pomiarów,
- Ważnym elementem wagi analitycznej jest układ kalibracji wewnętrznej, który gwarantuje stabilność i precyzję pomiarów, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dzięki temu, naukowcy i analitycy mogą być pewni, że wyniki uzyskane przy użyciu wagi analitycznej są wiarygodne i zgodne z oczekiwaniami.
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalne obciążenie: 210 g,
 - Działka elementarna: 0.1 mg,
 - Liniowość: $<\pm 0.2$ mg,
 - Powtarzalność: $<\pm 0.1$ mg,
 - Czas reakcji: 3 sekundy (około),
 - Adaptacja do warunków otoczenia: przez wybór 1 z 4 zoptymalizowanych poziomów filtracji,
 - Masa do kalibracji zewnętrznej: 200 g (klasa E2),
- **W zestawie:**
 - Zasilacz,
- Wymiary:
- Średnica szalki: 8 cm,
- Wysokość komory ważenia: 20 cm,
- Całkowite: 18.9 x 25.1 x 29.9 cm
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

