



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw MELAG Typ 17 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1310 W,
- Melag 17 jest autoklawem parowym klasy N,
- **Posiada 2 programy pracy:**
  - Ciśnienie robocze 1 bar - czas 50 min - temperatura 121<sup>o</sup> C,
  - Ciśnienie robocze 2 bar - czas 30 min - temperatura 134<sup>o</sup> C,
- Na pokrywie autoklawu miejsce do odstawienia tacki,
- Wbudowany manometr oraz termometr,
- Złącze odprowadzenia wody na froncie urządzenia,
- Przycisk spuszczenia ciśnienia,
- Kontrolki informujące o uruchomieniu autoklawu oraz jego nagrzewaniu,
- Wszystkie elementy prowadzące parę wodną wykonane z materiałów nierdzewnych,
- Przednie nóżki z regulacją wysokości,
- **Specyfikacja:**
  - Pojemność komory: 11 L,
  - Zużycie wody podczas sterylizacji: 300 ml,
  - Maksymalna ładowność: 3 kg instrumentów wraz z tackami lub 0.2 kg tekstyliów,
- Panel sterowania w języku niemieckim,
- **W zestawie:**
  - Tacka perforowana o wymiarach 40 x 14 x 2 cm (2 szt.),
  - Uchwyt do tacki,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Ogólne: 63 x 43,5 x 35,5 cm
  - Komory: Ø 17,5 x 48 cm,
- Waga: 20 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



