



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor GE TRANSPORTER PRO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 11.1 V / 5 Ah (jeden akumulator w zestawie) - **możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą,**
- Zasilanie awaryjne modułu pomiarowego poprzez wbudowany nowy akumulator
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Kardiomonitor / monitor pacjenta GE TRANSPORTER PRO** z wbudowanym modułem pomiarowym jest kardiomonitor monitorującym wiele funkcji życiowych,
- Zapewnienie ciągłego monitorowania parametrów życiowych podczas transportu wewnątrzszpitalnego (OIOM, blok operacyjny, SOR, oddział kardiologiczny),
- **Zastosowanie:**
 - Pacjenci dorośli,
 - Pediatria,
 - Oddziały neonatalne,
- **Specyfikacja:**
 - Typ: Aktywna matryca LCD (TFT),
 - Przekątna: 10.4 cala (26.4 cm),
 - Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli (VGA),
 - Ilość krzywych: Do 6 śladów jednocześnie,
 - Szybkości przesuwu: 6.25 / 12.5 / 25 mm/s,
- **System alarmowy:**
 - Wizualny: Wskaźnik alarmowy zintegrowany z obudową oraz podświetlenie parametrów na ekranie,
 - Dźwiękowy: Głośnik wewnętrzny. Trzy poziomy ostrzeżeń (różne tonacje),
 - Funkcje: Wizualne i słyszalne sygnalizacje przekroczeń granic, alarmy techniczne (niski poziom baterii, utrata sygnału z modułu),
- **Posiada:**
 - Obsługę za pomocą ekranu dotykowego, oraz joysticka nawigacyjnego pozwala to na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń,
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
 - Brak osobnego dysku twardego i wentylatora - monitor jest niewielki, cichy, stabilny i szybko się uruchamiają,
 - Pokrętło nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Wbudowane dodatkowe mocowanie,
- **Urządzenie wyposażone w moduł pomiarowy GE z okablowaniem:**
 - EKG – przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - SPO2 – nowy czujnik klipsowy,
 - NIBP – nowy mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP/CO,
 - IBP (ciśnienie krwi inwazyjne) P1/P3 | P2/P4,
 - DEFIB/SYNC,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, NED, FR, GER, IT, PT, ESP, DU, HUN, NOR, PL, RUS, SWE, CS,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz,
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - Nowy czujnik klipsowy SPO2,
 - Nowy mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
- Wymiary: 30 x 33 x 15 cm,
- Waga: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

