



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Przepływomierz cyfrowy DRAGER DIGIFLOW O2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2015 r.),
- Zasilanie poprzez wbudowaną baterię 3.6 V,
- Urządzenie **DRAGER DigiFlow** zostało zaprojektowane w oparciu o nowoczesną technologię czujników i cyfrowy wyświetlacz,
- Pomiar przepływu i ustawienia są bardziej precyzyjne niż w standardowych przepływomierzach, a regulatory działają z mniejszymi krokami,
- **Cechy:**
 - Dokładne pomiary przepływu,
 - Łatwą obsługę,
 - Wyraźny odczyt wartości,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Parametr: standard (0-16 L/min.),
 - Ciśnienie wejściowe: 270-600 kPa (2.7-6 bar),
 - Zakres przepływu: 0-16 L/min.,
 - Zakres wyświetlania: 0.3-19.5 L/min.,
 - Ograniczenie przepływu: około 20 L/min.,
 - Dokładność pomiaru: ± 10 % wartości odczytanej,
 - Dokładność wyświetlacza: ± 1 cyfra,
- **W zestawie:**
 - Wąż z przyłączem AGA / DIN (do wyboru przy zakupie),
- **Przepływomierz przygotowany pod nawilżacz,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

