



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Reduktor tlenu FARUM A36 (nawilżacz z dozownikiem) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Reduktor do tlenu FARUM A36** z dozownikiem i nawilżaczem z pojemnikiem wielokrotnego użytku do dezynfekcji,
- Reduktor po połączeniu z butlą tlenową, przeznaczony jest do redukcji ciśnienia, ustalania wymaganego przepływu i nawilżania tlenu pobieranego z butli. Ciśnienie w butli wskazuje manometr zamocowany na reduktorze. Regulacja przepływu umożliwia podanie pacjentowi od 0 do 15 l/min nawilżonego tlenu. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania nawilżonej mieszanki tlenowo-powietrznej poprzez obrót pierścienia zasysania powietrza,
- **Specyfikacja:**
 - Ciśnienie zasilania: 2 - 15 MPa,
 - Ciśnienie zredukowane: 0,4+0,1 MPa,
 - Zakres regulacji przepływu: 0 - 15 l/min,
 - Nawilżanie gazu: ok. 30% RH,
 - Nakrętka z gwintem $\frac{3}{4}$ ",
- Wymiary: 19,5 x 10 x 31 cm,
- Waga: 1,8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

