



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG GE VOLUSON S8 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 VA,
- **System VOLUSON S8** to nowoczesny ultrasonograf zaprojektowany do szerokiego zakresu badań diagnostycznych, ze szczególnym naciskiem na:
 - **Zdrowie kobiet:** położnictwo, ginekologia, ocena płodu,
 - **Badania ogólne:** jamy brzusznej, małych części, naczyniowe,
 - **Kardiologia ogólna** (dla dorosłych i dzieci),
 - **Urologia i MSK** (układ mięśniowo-szkieletowy),
- **GE Voluson S8** stanowi szczytowe osiągnięcie technologii w dziedzinie ultrasonografii położniczej i ginekologicznej. Każdy aspekt tego systemu został starannie zaprojektowany, aby spełnić specyficzne potrzeby badań w tych wysoce wyspecjalizowanych dziedzinach medycyny,
- Jedną z najbardziej niezwykłych cech **Voluson S8** jest intuicyjny interfejs. Zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i nawigacji, interfejs ten pozwala lekarzom szybko opanować system, skracając czas potrzebny na szkolenie i adaptację. Dzięki logicznemu rozmieszczeniu elementów sterujących i intuicyjnym skrótom użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do funkcji niezbędnych do przeprowadzenia badań, co pozwala im w pełni skoncentrować się na ocenie pacjenta,
- **Cechy:**
 - Zaawansowana technologia obrazowania zapewniająca precyzyjną i szczegółową wizualizację,
 - Możliwość wczesnego wykrywania nieprawidłowości i kompleksowej oceny stanu zdrowia płodu,
 - Możliwość przechowywania, udostępniania i zdalnego dostępu do obrazów,
 - Kompatybilność z systemami zarządzania danymi medycznymi,
- **Rodzaje badań:**
 - Położnictwo,
 - Ginekologia,
 - Brzuszne,
 - Małe części ciała
 - Piersi,
 - Naczyniowa,
 - Pediatria,
 - Kardiologia,
 - Przewodnictwo,
 - Głowa,
 - Układ mięśniowo-szkieletowy (MSK),
- **Standardowe funkcje aparatu:**
 - **Tryby pracy aparatu:**
 - B,
 - M (M konwencjonalny),
 - PW / CW,
 - CFM (tryb obrazowania naczyniowego w komorze),
 - PD (Doppler mocy),
 - HD-Flow (tryb obrazowania naczyniowego wysokiej rozdzielczości),
 - TD (tryb doplera tkankowego),
 - Kodowane obrazowanie harmoniczne,
 - Coded Excitation (CE, Wzbudzenie kodowane),
 - Obrazowanie z redukcją szumów (SRI),
 - CRI (obrazowanie wielokierunkowe XBeam (Cross Beam)),
 - FFC (Symultaniczna praca wieloczęstotliwościowa),
 - Powiększenie w wysokiej rozdzielczości,
 - Pan Zoom (Powiększenie panoramiczne),
 - Tryb Virtual Convex ze sterowaniem wiązką,
 - Tryb szerokokątny,
 - Automatyczne obliczanie dopplerowskie w czasie rzeczywistym,
 - Baza danych pacjentów,
 - Archiwum obrazów na dysku twardym,
- **Możliwość wyboru menu w języku: CHIN, DUN, NED, ENG, FI, FR, GER, IT, JP, NOR, RUS, ESP, SWE,**
- **Aparat USG wyposażony w drukarkę MITSUBISHI P91E,**
- **Aparat w perfekcyjnym stanie technicznym wraz z pełną historią serwisową,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Głowica GE CONVEX 4C-RS,
 - Nowa głowica GE LINIOWA 12L-RS,
 - Głowica GE ENDOWAGINALNA E8C-RS.
- Wymiary całkowite: ,
- Waga: 121 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

