



## **Lampa zabiegowa DRAGER D300 (sufitowa) (Rekondukcjonowany (używany))**

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Żarówka: 24 V 50 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Jednoogniskowa,
  - Światło halogenowe,
  - Intensywność światła (1m) – 35 000 Lux,
  - Czasza z uchwytem regulowana w wielu płaszczyznach,
  - Ramię montażowe, 3 częściowo pozwalające na pełną kontrolę nad lampą,
  - Posiada wyłącznik umieszczony na ramieniu lampy,
- **Minimalna wysokość sufitu do montażu lampy: 240 cm,**
- Wymiary:
  - Długość całkowita na 2-segmentowym ramieniu: 210 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

