



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny MEDAP BORA P 2060 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 W,
- **MEDAP BORA P 2060** to niewielki ssak chirurgiczny do odsysania wydzielin i płynów podczas zabiegów. Znajduje zastosowanie głównie w gabinetach zabiegowych i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR),
- **Modułowy system zabezpieczenia przed przepełnieniem** - ssak posiada innowacyjny, modułowy system zabezpieczenia przed przepełnieniem, aby idealnie sprostać specyficznym wymaganiom aplikacji zarówno na salach operacyjnych, jak i na oddziałach intensywnej terapii i oddziałach specjalistycznych,
- **Cechy:**
 - Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia,
 - Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia,
 - Cicha i ciągła praca,
- **Specyfikacja:**
 - Tryb pracy: praca ciągła,
 - Wydajność ssania (free flow): ~42 l/min,
 - Maksymalne podciśnienie: -90 kPa (-900 mbar),
 - Zakres regulacji podciśnienia: 0 do -1000 mbar,
 - Poziom hałasu: 50.5 dB(A),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Słój SERRES o pojemności 2 l. z jednorazowym wkładem,
- Wymiary: 55 x 57 x 108 cm,
- Waga: 21 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

