



Defibrylator dwufazowy ZOLL M SERIES (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 10 V / 29 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowane akumulatory 10 V / 2.5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 W,
- **Zoll M Series** to lekkie i przenośne urządzenia łączące funkcje defibrylacji, EKG, monitorowania stanu pacjenta z możliwością wydruku i rejestracji danych,
- Defibrylator przeznaczony jest do zastosowania podczas każdego rodzaju resuscytacji, a jego niewielka waga, małe wymiary oraz kompaktowa budowa sprawiają, że w szczególny sposób nadają się do użycia podczas transportu,
- **Specyfikacja:**
 - Kolorowy ekran LCD o przekątnej 5.5",
 - Moduł EKG,
 - Drukarkę na papier o szerokości 90 mm.,
 - Port dla zewnętrznych kart pamięci PCMCIA,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **ZOLL M SERIES jest przenośnym defibrylatorem z wbudowanym uchwytem oraz dedykowaną torbą na okablowanie,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Zasilający przewód samochodowy,
 - Przewód EKG 4-odprowadzeniowy,
 - Przewód AED,
- Wymiary: 36 x 47 x 22 cm,
- Waga: 10 KG,
- Kat D157,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

