



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator CO2 HERAEUS HERACELL 240 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 640 W,
- **HERACELL 240** to idealny inkubator CO2 do hodowli komórkowych i tkankowych. Miedziane wnętrze tego inkubatora CO2 jest idealne do kontrolowania czynników skażenia, ponieważ jest naturalnie grzybobójcze i bakteriobójcze, a także jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Heracell 240 ma również wbudowaną procedurę odkażania ContraCon 90°C, która skutecznie usuwa wszystkie organizmy zanieczyszczające w sterylnym środowisku,
- Wyposażony w sterowanie oparte na mikroprocesorze i łatwy do odczytania interfejs cyfrowy, który umożliwia użytkownikom łatwą regulację ustawień i alarmów,
- Drzwi ze szkła hartowanego umożliwiają użytkownikom przeglądanie postępu ich próbek bez zakłócania pracy komory. Inkubator regeneruje się również 5 razy szybciej niż inne modele, gdy konieczne jest otwarcie, w ciągu zaledwie 10 minut w temperaturze 37°C,
- Wilgotność jest bardziej niezawodna przy użyciu nachylonego zbiornika zamiast tradycyjnej miski, co eliminuje ryzyko przenoszenia i zanieczyszczenia oraz zawiera czujnik ostrzegający o niskim poziomie,
- HERACELL 240 działa w zakresie temperatur od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 55°C (+/- 0,5°C przy 37°C). Zawartość CO2 w komorze można regulować w zakresie 0 - 20% (+/- 0,1%). Wilgotność względna utrzymywana jest na poziomie 90% lub 95% określanym przez użytkownika,
- Pojemność komory: 240 l,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - 2 x tacka,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 82 x 78 x 94 cm,
 - Komory: 60 x 66 x 53 cm,
 - Tacka: 56 x 50 cm,
- Waga: 107 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



