



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny MEDELA DOMINANT 50 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 W,
- **Dominant 50** to wysokiej jakości ssak chirurgiczny gwarantujący maksymalną wydajność ssania oraz cichą, niezawodną pracę,
- **Cechy produktu:**
 - Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa,
 - Zastosowanie w procedurach wymagających szybkiego odsysania dużych ilości płynów,
 - Polecany głównie na sale operacyjne, do neurochirurgii, chirurgii plastycznej i ogólnej,
 - Technologia tłokowo - cylindryczna zapewnia osiągnięcie żadanego podciśnienia w kilka sekund oraz wysoką wydajność ssania,
 - Brak wibracji dzięki niskiej prędkości obrotowej,
 - Przystosowany do pracy ciągłej (24 h / dobę),
 - Długa żywotność urządzenia,
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Wbudowany manometr,
 - Membranowy regulator podciśnienia pozwala na precyzyjne ustawienie podciśnienia,
 - Umieszczony z boku pompy zestaw zabezpieczający zapobiega przelewaniu i zmniejsza ryzyko skażenia,
 - Podstawa jezdna posiada szynę do montażu stojów oraz akcesoriów,
 - Montaż na szynie za pomocą kości,
 - Możliwość zastosowania stojów o różnych pojemnościach,
- **Specyfikacja:**
 - Wydajność: 50 L / min,
 - Płynna regulacja siły ssania: max. 90 kPa (675 mm Hg),
 - Czas uzyskiwania podciśnienia od 0 do 85 kPa na zbiorniku 2 L: 14 s,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku: EN, DE, FR, IT, NL, SV, FI, NO, ES, PT (PDF),
 - 2 x autoklawowalny słoje (121° C) SERRES o pojemności 2 l. z jednorazowym wkładem,,
 - Wąż ssący o długości 150 cm,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ssaka: 39 x 25 x 33 cm,
 - Ogólne: 48 x 48 x 108 cm,
- Waga: 24 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

