



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel urologiczny STOLTER FG-04 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z ałestem medycznym w kolorze szarym,**
- **Fotel urologiczny FG-04** - przeznaczony jest do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych, w placówkach służby zdrowia,
- Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym,
- **Tapicerka z ałestem medycznym w kolorze szarym,**
- **Specyfikacja:**
 - **Elektryczna regulacja za pomocą sterownika nożnego:**
 - Przechyl pleców w zakresie: 66°,
 - Przechyl fotela: -12° / 0° / 20°,
 - **Możliwość ustawienia fotela w pozycji:**
 - Trendelenburga: 24°,
 - Anty-Trendelenburga: 12°,
- **Wypoższony w:**
 - Szyny ze stali nierdzewnej umożliwiające zamocowanie wyposażenia dodatkowego,
 - 2x demontowalny podkolannik,
 - Wysuwana misę ze stali nierdzewnej o wymiarach: 32 x 26 x 10cm,
 - Uchwyt na papier o szerokości 33 cm,
 - W podstawie fotela składany podest,
 - Dodatkowy wsuwany segment podparcia nożnego,
- **Cechy:**
 - Podkolanniki z możliwością regulacji o dużym zakresie,
 - Możliwość zmiany położenia uchwytu pacjenta,
- **Wymiary:**
 - Oparcie: 62 x 85 x 6 cm,
 - Siedzisko: 62 x 37 x 6 cm,
 - Podstawa: 60 x 100 cm,
 - Segment podparcia nożnego: 60 x 45 cm,
 - Ogólny: 146 x 80 x 158 cm
- Maksymalny udźwig: 175 KG,
- Waga: 75.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

