



Koncentrator tlenu PHILIPS EVERFLO OPI (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu**,
- Produkcji meksykańskiej, (2025 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **Philips Respironics Everflo** jest lekkim i łatwym w użyciu koncentrátorem tlenu,
- Urządzenie wytwarza stężony tlen z powietrza pobranego z otoczenia w celu dostarczenia go pacjentowi wymagającemu terapii tlenowej o niskim przepływie. Tlen z powietrza podlega stężeniu za pomocą sita molekularnego w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej,
- Cichy i oszczędny,
- **Specyfikacja:**
 - Wyposażony w miernik przepływu,
 - Płynna regulacja przepływu w zakresie 0,5 - 5 L / min,
 - Koncentracja tlenu (przy 5 LPM): 93 %,
 - Poziom hałasu: $\leq$ 40 dB,
 - Mobilny na kółkach, wszystkie z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 6x nowa maska tlenowa rozmiar L / 210 cm z drenem,
 - Nawilżacz (butelka),
- Wymiary: 38 x 25 x 59 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

