



Podgrzewacz blokowy YWR DIGITAL HEATBLOCK (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 210 W,
- **Podgrzewacz YWR DIGITAL HEATBLOCK** jest zaprojektowany do zastosowań wymagających powtarzalnych wyników oraz doskonałej stabilności temperatury. Te wielofunkcyjne urządzenia idealnie nadają się do inkubacji, reakcji enzymatycznych, testów immunologicznych, oznaczania temperatury topnienia i wrzenia oraz szerokiej gamy innych procedur laboratoryjnych,
- Sterowanie mikroprocesorowe typu PID zapewnia stabilność i jednorodność temperatury na poziomie $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$,
- Wyświetlacz LED pokazuje aktualną temperaturę oraz temperaturę zadaną. Regulatory umożliwiają ustawianie temperatury w krokach co $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres temperatur: temperatura otoczenia + 5°C to 120°C ,
 - Stabilność: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ przy 37°C ,
 - Stabilność: $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ przy 60°C ,
 - Uzyskanie 100°C możliwe w przedziale od 45 do 65 minut (zależne od pojemności bloku),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 20.3 x 46.7 x 8.9 cm,
- Waga: 3.6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

