



Ssak chirurgiczny MAQUET MEDAP P7030 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 88 W,
- **Ssak chirurgiczny MAQUET MEDAP 7030** jest ssakiem chirurgicznym do odsysania wydzielin i płynów podczas zabiegów. Znajduje zastosowanie głównie w gabinetach zabiegowych i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR),
- **Specyfikacja:**
 - Wytwarzane podciśnienie: -76 kPa/ -675 mmHg,
 - Wydajność max. 12 l/min.,
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Wbudowany manometr,
- **Ssak umieszczony na mobilnym dedykowanym wózku do swobodnego transportu,**
- **W zestawie:**
 - Słój autoklawowalny (121° C) SERRES o pojemności 2 l. z jednorazowym wkładem,
 - Wąż ssący o długości 150 cm,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 40 x 30 x 85 cm,
- Waga: 9 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

