



Szafa chłodnicza LIEBHERR FKS 1802 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji austriackiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 W,
- **Specyfikacja:**
 - Ciche chłodzenie,
 - Sterowanie mechaniczne,
 - Temperatura od +1°C do +7°C,
 - Zewnętrzna: biała blacha stalowa,
 - Wnętrze plastikowe białe,
 - 2 wgłębienia na uchwyt transportowy,
 - Otwierane drzwi przeszklone,
- **W zestawie:**
 - 3x półki o wymiarach: 41 x 54 cm,
- Wymiary:
 - Zewnętrzne: 60 x 60 x 88.5 cm,
 - Wewnętrzne: 51.3 x 44.1 x 73.4 cm,
- Waga: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

