



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Biometr optyczny ZEISS IOL MASTER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 90 VA,
- Oprogramowanie: 5.4.,
- **Cechy:**
 - Szybkie i precyzyjne pomiary długości osiowej, promieni rogówki, głębokości przedniej komory i od białego do białego w jednej sesji,
 - Wszystkie pomiary są nieinwazyjne, co zapewnia maksymalny komfort pacjenta,
 - Wykorzystuje opatentowaną metodę interferometrii częściowej koherencji (PCI) do pomiaru długości osiowej,
 - Obliczenia mocy soczewki wewnątrzgałkowej oparte na uznanych międzynarodowych wzorach: Haigis, HofferQ, Holladay, SRK II i SRK/T,
 - Możliwość optymalizacji stałych soczewek w oparciu o wyniki refrakcji pooperacyjnej,
 - Baza danych soczewek IOL z możliwością dodawania danych dotyczących wybranych soczewek,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Długość osiowa:
 - Obszar: 14 – 40 mm,
 - Skalowanie wyświetlacza: 0.01 mm,
 - Keratometr:
 - Obszar: 5 – 10 mm,
 - Skalowanie wyświetlacza: 0.01mm,
 - Głębokość komory przedniej:
 - Obszar: 1.5 – 6.5 mm,
 - Skalowanie wyświetlacza: 0.01 mm,
 - Białe od białego:
 - Obszar: 8 – 16 mm,
 - Skalowanie wyświetlacza: 0.1 mm,
 - Regulacja oparcia podbródka w zakresie: 20 – 26 cm
- **Możliwość wyboru menu w języku: GER, ENG, ESP, FR, IT, SWE,**
- **Oprzrządowanie umieszczone na mobilnym stoliku elektrycznym z możliwością regulacji wysokości blatu w zakresie: 70 - 100 cm,**
- **W zestawie:**
 - Mobilny elektryczny stół CARL ZEISS,
 - Sztuczne oko IOL MASTER,
 - Drukarka HP LASERJET 1020,
 - Przewodowa wielofunkcyjna klawiatura KEYSONIC,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Blatu: 68 x 38 cm,
 - Biometru: 32 x 40 x 58 cm,
 - Całkowite: 70 x 60 x 132/162 cm,
- Waga: 50 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

