



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko rehabilitacyjne INVACARE SOLO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczna regulacja za pomocą przewodowego pilota ręcznego:**
 - Wysokości w zakresie: 39 - 80 cm,
 - Oparcia w zakresie: od 0° do 80°,
 - Części ud w zakresie: od 0° do 20°,
 - Sterowanie za pomocą przewodowego pilota,
 - Manualnie regulowany podnózek,
 - Rama łóżka metalowa, malowana proszkowo (odporna na obtłuczenia),
 - Szczyty i boczki wykonane z płyty meblowej,
 - Poręcze boczne zdejmowane do dołu wzdłuż ramy,
 - Mobilne, na kółkach z hamulcem,
- Wymiary ogólne: 105 x 224 x 91 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

