



Fotel ginekologiczny SCHMITZ MEDI-MATIC ARCO 114.595 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Fotel ginekologiczny ARCO** z jednym silnikiem elektrycznym, przeznaczony jest do badań i zabiegów ginekologicznych,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym, w kolorze zielonym,**
- **Fotel posiada:**
 - Eleganckie wzornictwo, nowoczesną technologię i korzystny stosunek jakości do ceny,
 - Tapicerka części grzbietowej jest zdejmowana, pod nią znajduje się komora na rolkę papieru o szerokości do 40 cm,
 - Regulację pozycji Trendelenburga w zakresie: 7°,
 - Ergonomiczny system podkolanników ze zintegrowanymi uchwytami pacjenta,
 - Manualną regulację wysokości oraz ułożenia podkolanników,
 - Sterowanie za pomocą pilota przewodowego z funkcją zapamiętywania 3 pozycji fotela, oraz załącznika nożnego,
 - Niską wysokość startową, ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie z fotela,
 - Podpórkę pod nogi dla lekarza,
- **W zestawie:**
 - Misa na nieczystości o wymiarach: 29,5 x 30 x 5 cm,
 - Pilot przewodowy,
 - Załącznik nożny jednofunkcyjny (góra / dół),
- Wymiary:
- Zagłówek: Ø 30 x 6 cm,
- Siedzisko z oparciem: 87 x 56,5 x 3,5 cm,
- Maksymalna wysokość siedziska: 132 cm,
- Ogólne: 155 x 90 x 140 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 115 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

