



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny MAQUET 1130.02B (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **MAQUET Model 1130.02B** to wygodny i stabilny stół operacyjny przeznaczony dla wszystkich dziedzin chirurgii i zastosowań,
- **Regulowany za pomocą pilota przewodowego w wielu płaszczyznach:**
 - Wysokości w zakresie: 73 – 110 cm,
 - Kąt przechyłu pionowego:
 - Trendelenburga + 30°
 - Anty - Trendelenburga - 30°,
 - Przechył boczny: 25°,
 - Oparcia, dzielone na dwie niezależne sekcje,
 - Wysokości segmentu nóg (zdemowalny, dwusegmentowy dzielony),
- **Regulacja manualna:**
 - Zagłówka,
 - Segmentu nóg – odwodzenie boczne,
- **Cechy:**
 - Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
 - Napęd elektrohydrauliczny,
 - Przezierność X-Ray,
 - Przystosowany do ramienia C,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Mobilny na czterech kółkach w tym dwa kierunkowe,
 - Hamulec manualny,
- **Stół posiada widoczne ślady użytkowania nie wpływające na komfort pracy,**
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot sterujący,
- Wymiary:
 - Leża: 204 x 54 x 5 cm,
 - Ogólne: 204 x 62 x 73/110 cm,
- Maksymalny udźwig: 225 KG,
- Waga: 265 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

