



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny ALVO ETIUDA 4-02 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 1.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 350 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **5-segmentowy,**
- **Podstawa wykonana z stali nierdzewnej,**
- **Elektryczna regulacja pozycji fotela za pomocą przewodowego pilota sterującego:**
 - Wybór orientacji głowy,
 - Funkcja „0” stołu,
 - Góra-dół w zakresie: 75-108 cm,
 - Przechył pionowy - pozycja Trendelenburg / AntyTrendelenburg, +35° / -35°,
 - Przechył boczny: +20° / -20°,
 - Funkcja STOP - zatrzymanie wykonywanej pozycji,
- **Elektryczna regulacja za pomocą wbudowanego panel w kolumnie stołu:**
 - Wybór orientacji głowy,
 - Funkcja „0” stołu,
 - Góra-dół w zakresie: 75-108 cm,
 - Przechył pionowy - pozycja Trendelenburg / AntyTrendelenburg, +35° / -35°,
 - Przechył boczny: +20° / -20°,
 - Funkcja STOP - zatrzymanie wykonywanej pozycji,
- **Manualna regulacja ustawień:**
 - Segment nożny regulowany manualnie -100° / +20°, poprzez sprężyny gazowe, dzielony odwodzony na boki 90°,
 - Zagłówek regulowany manualnie +35°/-20° poprzez sprężyny gazowe,
 - Przesuw blatu stołu w zakresie: 30 cm,
 - Regulowane oparcie manualnie +80° / -20° poprzez sprężyny gazowe,
 - Manualna regulacja odcinka lędźwiowego w zakresie: 11 cm (korba),
 - Manualny hamulec,
- **Posiada:**
 - Przezierność X-RAY,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- **Gabaryty leża:**
 - Szerokość: 50 cm,
 - Długość: 210 cm,
 - Grubość: 6 cm,
- **Stół mobilny z wbudowanym hamulcem centralnym,**
- **Możliwość doposażenia stołu w dodatkowe akcesoria widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- W zestawie:
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot ręczny,
 - Korba do regulacji odcinka lędźwiowego,
- Maksymalny udźwig: 250 KG,
- Waga: 240 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

