



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Stół operacyjny MAQUET 1131.02.B0 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 10 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- **MAQUET 1131.02.B0** jest wygodnym, mobilny stołem operacyjny przeznaczony dla wszystkich specjalizacji chirurgicznych, ortopedycznych oraz zabiegowych,
- **Stół MAQUET** 5-segmentowy posiada szeroki zakres możliwości rozbudowy segmentów ułatwiających wykonywanie poszczególnych funkcji,
- Napęd elektrohydrauliczny,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego w wielu płaszczyznach:**
 - Wysokości w zakresie: 74 - 110.5 cm,
 - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 30°,
 - Przechyłu bocznego w zakresie: 24°,
 - Kąta oparcia w zakresie: -45° do + 70°,
 - Przycisk pozycji „0” (bez zmiany wysokości stołu),
- **Manualna regulacja:**
 - Kąta nachylenia oraz zagłówek w dwóch zakresach,
 - Przesuwu wzdłużnego leża w zakresie: 25 cm,
 - Segment nożny dzielony, odwodzony na boki, każda sekcja regulowana osobno,
- **Posiada:**
 - Przezierność X-RAY,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Chowany w podstawie przewód zasilający
- **W zestawie:**
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Obustronne 2-segmentowe podparcie nożnego,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 51 x 26 cm,
 - Oparcie: 51 x 52 cm,
 - Segment leża: 51 x 58 cm,
 - 2-segmentowe podparcie nożne: 26 x 70 cm,
 - Długość całkowita z podparciem 2-segmentowym: 236 cm,
- Maksymalny udźwig: 250 KG,
- Waga: 240 KG,
- Kat 1,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

