



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET 1131.02.B0 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 10 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- **MAQUET 1131.02.B0** jest wygodnym, mobilny stołem operacyjny przeznaczony dla wszystkich specjalizacji chirurgicznych, ortopedycznych oraz zabiegowych,
- **Stół MAQUET** 4-segmentowy posiada szeroki zakres możliwości rozbudowy segmentów ułatwiających wykonywanie poszczególnych funkcji,
- Napęd elektrohydrauliczny,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego w wielu płaszczyznach:**
  - Wysokości w zakresie: 74 - 110.5 cm,
  - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 30°,
  - Przechyłu bocznego w zakresie: 24°,
  - Kąta oparcia w zakresie: -45° do + 70°,
  - Przycisk pozycji „0” (bez zmiany wysokości stołu),
- **Manualna regulacja:**
  - Kąta nachylenia oraz zagłówek w dwóch zakresach,
  - Przesuwu wzdłużnego leża w zakresie: 25 cm,
  - Segment nożny z możliwością regulacji przechyłu,
- **Posiada:**
  - Przezierność X-RAY,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Chowany w podstawie przewód zasilający
- **Wyposażenie:**
  - Segment podparcia nożnego z możliwością swobodnego schowania (**podparcie posiada widoczne ślady zużycia nie wpływające na komfort użytkowania**),
- **W zestawie:**
  - Przewodowy sterownik nożny,
  - Segment podparcia nożnego,
- Wymiary:
  - Zagłówek: 51 x 26 cm,
  - Oparcie: 51 x 52 cm,
  - Segment leża: 51 x 58 cm,
  - Segmentowe podparcie nożne: 54 x 50 cm,
  - Długość całkowita z podparciem segmentowym: 218 cm,
- Maksymalny udźwig: 250 KG,
- Waga: 240 KG,
- Kat 2,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

