



Lampa zabiegowa BAKMED KILLED-KM1 7.10 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 14 VA,
- **Lampa zabiegowa BAKMED** do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach,
- Źródłem światła w lampie zabiegowej jest 7 żarówek LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na dwuramiennym wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe,
- Lampa zabiegowa **KILLED-KM1 7.10** przeznaczona jest do stosowania jako główne lub dodatkowe oświetlenie zabiegowe w salach i gabinetach zabiegowych oraz gabinetach lekarskich, a także w placówkach weterynaryjnych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kierowana głowica bezcieniowa z 7 punktami świetlnymi LED o żywotności 35.000 h,
 - Natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra,
 - Plamka świetlna 180 mm z odległości 1 metra,
 - Barwa światła 4700K biała lekko chłodna,
 - Wskaźnik oddawania barw Ra 93,
 - Energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA,
 - Dwuramienny wysięgnik z przegubem o zasięgu 140 cm,
 - Zakres obrotu w osi pionowej na uchwycie ściennym 180°,
- **W zestawie:**
 - Centrala sterująca z mocowaniem,
 - Zestaw śrub mocujących,
- Wymiary:
 - Długość całkowita 2-segmentowego ramienia mocującego: 153 cm,
- Waga: 6.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

