



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny MAQUET - ALM 5090 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 VA,
- **MAQUET - ALM 5090** to wygodny, mobilny stół operacyjny przeznaczony dla wszystkich specjalizacji chirurgicznych,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- 4 – segmentowy,
- Napęd elektromechaniczny,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego w wielu płaszczyznach:**
 - Wysokości w zakresie: 78 – 113 cm,
 - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 30°,
 - Przechył boczny w zakresie: 18°,
 - Kąt oparcia pleców w zakresie: od -35° do 85°,
- **Manualna regulacja:**
 - Kąta nachylenia zagłówek w zakresie: od -90° do 60°,
 - Segment nóg dzielony, odwodzony na boki, regulowany kąt nachylenia,
- **Posiada:**
 - Przezierność X-RAY,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Mobilny z elektrycznym hamulcem (blokada za pomocą pilota),
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
 - Ładowarka + przewód zasilający,
 - Pilot przewodowy,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 53 x 30 cm,
 - Oparcie pleców: 53 x 34 cm,
 - Siedzisko: 53 x 46 cm,
 - Segment nożny: 25 x 75 cm,
 - Długość całkowita: 195 cm,
- Maksymalny udźwig: 190 KG,
- Waga: 195 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

