



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół pionizujący DEWERT 900-90 KH (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim,**
- Mechanizm stołu zapewnia płynną, elektryczną regulację nachylenia leża z każdej jego pozycji. Możliwe jest uzyskanie zarówno dodatniego, jak i ujemnego kąta nachylenia. Czas przejścia od pozycji poziomej do pionowej jest zoptymalizowany pod kątem rekomendacji dla prób pochyleniowych,
- Specyfikacja:
 - Elektryczna regulacja pochylenia leża za pomocą elektrycznego sterownika nożnego:
 - Pozycja Trendelenburga: 8°,
 - Możliwość ustawienia leża w pozycji pionowej: 90°,
 - Regulacja przechyłu stopnia nożnego w zakresie: 34°,
 - Pasy z możliwością regulacji (2 szt.),
- Podstawa jezdna na 4 kółkach hamujących,
- **Wymiary:**
 - Leża: 73 x 180 cm,
 - Stopnia: 50 x 38 cm,
 - Wysokość leża w pozycji leżącej: 70 cm,
 - Całkowite: 85 x 195 x 110 cm,
- Waga: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

