



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podkolanniki ginekologiczne MAQUET (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Służą do podpierania kończyn dolnych w pozycji leżącej lub siedzącej,
- Oparcia wykonane z poliuretanowego materiału,
- Konstrukcja metalowa wykonana z stali nierdzewnej,
- Podnóżki osadzone na przegubie kulowym umożliwiają regulację w wielu płaszczyznach,
- W skład zestawu wchodzi dwa podnóżki z ramionami oraz dwie kości montażowe do szyny z możliwością regulacji wysokości oraz kąta nachylenia,
- **Wymiary:**
 - Długość mocowania: 36 cm,
 - Wymiar oparcia podnóżka: 20 x 38 cm,
- Waga: 3 KG (1 szt.),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

