



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny PRAISTECH FG-R01 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze białym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel ginekologiczny **PRAISTECH FG-R01** posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową, dodatkową trwałość fotela zapewnia zastosowanie stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela oraz w pełni łożyskowany mechanizm podnoszenia,
- Leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka. **Model FG-R01** posiada elektrycznie regulowaną wysokość,
- Oparcie fotela oraz siedzisko są regulowane za pomocą sprężyn gazowych, po montażu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą. W standardzie fotel wyposażony jest w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach oraz pojemnik ze stali nierdzewnej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczna regulacja:**
 - Wysokości w zakresie: 65 – 100 cm,
 - **Manualna regulacja:**
 - Oparcia pleców: 0° / 75°,
 - **Pozycji:**
 - Trendelenburga: 0° / 20°,
 - Anty-Trendelenburga: 0° / -15°,
 - Swobodnie wysuwana misa na nieczystości,
 - Demontowalny podnóżek oparcia nóg,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Uchwyt na papier,
 - 2 szt. podkolanników,
 - Demontowalny podnóżek,
 - Misa na nieczystości,
- **Wymiary:**
 - Podnóżka: 55 x 90 cm,
 - Siedziska: 65 x 45 cm,
 - Zagłówka: 50 x 45 cm,
 - Całkowite: 65 x 139/190 x 133/170 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 90 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

