



Lampa szczelinowa (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 12 V / 30 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Okular o powiększeniu: 10x / 16x,
 - Płynna regulacja szerokości szczeliny,
 - Płynna regulacja wysokości szczeliny,
 - Regulacja kąta szczeliny: 0 - 180°,
 - Obracany okular (lamp): 90° prawo / lewo,
 - Swobodna regulacja rozstawu okularu,
 - Przełącznik powiększenia: 1x / 1.6x,
 - **Wbudowane filtry:**
 - Niebieski,
 - Zielony,
 - Manualna regulacja podbródka pacjenta w zakresie: 9 cm,
 - Punkt fiksacyjny,
 - Wbudowane źródło światła,
- **Oprzętdowanie umieszczone na elektrycznym stoliku MDT z możliwością elektrycznej regulacji wysokości w zakresie: 72 - 92 cm,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Punkt fiksacyjny,
 - Soczewki okularu o powiększeniu 16x,
- Wymiary całkowite: 90 x 50 x 140 / 160 cm,
- Waga: 30 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

