



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafa endoskopowa STEELCO ED200-1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1.8 kW,
- **Szafa endoskopowa STEELCO ED200-1** to specjalistyczne urządzenie używane głównie w szpitalach i gabinetach medycznych do przechowywania oraz suszenia endoskopów (czyli narzędzi do badań wewnątrz ciała, np. gastrokopii czy kolonoskopii),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Szafa nieprzelotowa – jednodrzwiowa,
 - Obudowa, drzwi oraz komora wykonane z stali kwasoodpornej AISI 304 – drzwi przeszklone z szkłem hartowanym,
 - Zintegrowany kompresor powietrza,
 - Możliwość przechowywania do 8 endoskopów,
 - Endoskopy przechowywane na osobnych, wysuwanych półkach w pozycji poziomej,
 - Wbudowany czujnik wilgotności,
 - Możliwość przechowywania endoskopów do 720 godzin (30 dni),
 - Filtrowanie zasysanego powietrza poprzez dwustopniowy system składający się z filtra wstępnego i filtra HEPA klasy H14,
 - Pojemniki na endoskopy wykonane z ABS,
- **W zestawie:**
 - 4x pojemnik z pokrywą na endoskopy,
- **Możliwość doposażenia za dodatkową opłatą w wybrane złącza do endoskopów,**
- **Wymiary:**
 - Zewnętrzne: 72 x 80 x 196 cm,
 - Wewnętrzne: 55 x 64 x 138 cm,
 - Pojemnik na endoskop: 48 x 45 x 14 cm,
- Waga: 150 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

