



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Parownik środków wziewnych DRAGER VAPOR 2000 (Izofluran/Isoflurane) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Drager Vapor 2000** jest bezpiecznym i precyzyjnym parownikiem środków wziewnych,
- **Cechy produktu:**
  - Objętość parownika wynosi 300 ml, dzięki czemu całą zawartość standardowej butelki ze środkiem znieczulającym o pojemności 250 ml można wlać do parownika, nawet wtedy, gdy wewnątrz pozostaje anestetyk od poprzedniego napełnienia,
  - Parownik nie wymaga kalibracji w trakcie użytkowania,
  - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji, ponieważ zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany,
  - Wszystkie systemy napełniania zostały skonstruowane specjalnie dla określonych anestetyków wziewnych, co oznacza wyeliminowanie ryzyka pomyłkowego użycia niewłaściwego środka znieczulającego,
  - System mocowania: konstrukcja parownika jest bardzo elastyczna. Oprócz systemu przyłączeniowego Dräger DW - 2000 dostępne jest również mocowanie S - 2000, kompatybilne z systemem Selectatec. Kompatybilne ze stożkowym przyłączem ISO 23 mm oraz systemem mocowania Dräger AutoExclusion,
  - **W danym parowniku zastosowano mocowanie Drager DW - 2000,**
  - Typ wlewu: Drager Key Fill,
  - Możliwość regulacji stężenia izofluranu w zakresie: 0.2 - 6 %,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 11 x 25 x 20 cm,
- Waga: 8 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

