



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Dozownik tlenu DRAGER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Dozownik tlenu DRAGER** z kompensacją ciśnienia przeznaczony jest do regulacji przepływu nawilżonego odpowiednio tlenu medycznego dostarczanego z centralnej instalacji gazów do pacjenta,
- Podłączany poprzez dedykowaną końcówkę wtykową do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach przyłóżkowych, kolumnach anestetycznych itp.),
- Duży zawór sterujący umożliwia niezwykle precyzyjne dozowanie podczas inhalacji lub wdmuchiwanie,
- **Specyfikacja:**
 - Rodzaj gazu: tlen,
 - Zakres przepływu: 0 - 15 l/min,
 - Ciśnienie robocze: 5 bar,
 - Złącze połączeniowe: DIN,
- Wymiary: 24 x 14 cm,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

